


Troll[®]Foil

Articulatiefoile

Geen pincet nodig.
Gemonteerd in een vast frame.

Geen inkt aan de vingers.
De folie is bij de grip aan beide zijden bedekt.



Ultradun (8 micron).
Inkt aan beide zijden. Beschikbaar in blauw of rood.

Beschermende strip.
Makkelijk verwijderbaar voor gebruik.



Video: TrollFoil
De enige articulatiefoile die u verder nog nodig heeft!




DIRECTA

Makkelijker, beter, sneller.

TrollFoil zorgt dat occlusieaanpassingen geen giswerk worden.

TrollFoil kan in een groot aantal klinische situaties worden gebruikt, zowel op natte als droge gebitselementen, bij een beperkte mondopening of beperkte vestibulaire ruimte, bij kokhalsgevoelige patiënten en op alle soorten restauratiematerialen. U kunt de occlusiecontacten bepalen voor beide tandbogen, van een enkel gebitselement tot een volledig kwadrant, door gebruik te maken van de minivariant of de oorspronkelijke grootte van een heel kwadrant. De tweezijdige folie is slechts 8 micron dik en werkt voor het markeren van zowel vochtige als droge oppervlakken en sterk gepolijste oppervlakken, zoals zirkoniumdioxide en e.max.



Video: TrollFoil

Wat maakt deze Zweedse articulatiefolie zo goed?



Prod No

REF 12000501
REF 12000600
REF 12000101
REF 12000700
REF 12000145

Product Description

TrollFoil blue, 500 pcs
TrollFoil red, 500 pcs
TrollFoil blue, 100 pcs*
TrollFoil red, 100 pcs*
TrollFoil 4.5, 80 pcs

For any question please contact:

Anne Graf Cache, Area Sales Manager Netherlands, Belgium, France, Spain, Portugal, Italy
anne.graf.cache@directadental.com

DIRECTA